

Jinsi ya Kutumia Kipimo cha Kujipima cha COVID-19 cha iHealth

Tafadhali soma maelekezo au utazame video ya kukuelekeza kwenye ihealthlabs.com kabla ya kuanza.

UNAPASWA KUWA NA VITU HIVI

Usufi wa kukusanya sampuli



Usufi hupatikana ndani ya kifurushi!

Tyubu ya kipimo yenye kioevu



iHealth


Kadi ya Kipimo ya COVID-19



HATUA YA KWANZA: WEKA USUFI KWENYE PUA YAKO



Ondoa usufi kutoka kwenye kifurushi na ushikilie upande wa pili kutoka kwenye sehemu ya duara.



Sogeza usufi ndani ya pua yako (kina ya takribani 1/2 inchi). Zungusha mara 5 kwenye kila pua.

HATUA YA PILI: CHANGANYA SAMPULI


Ondoa kifuniko cha rangi ya chungwa kutoka kwenye tyubu.



Weka usufi kwenye kioevu. Ikoroge takribani mara 15.



Ondoa usufi kutoka kwenye kioevu huku ukiminya tyubu. Kisha urudishe kifuniko cha rangi ya chungwa.



HATUA YA TATU: PIMA SAMPULI

Ondoa kifuniko angavu kilicho juu ya kifuniko cha rangi ya chungwa.

Minya **matone 3** kwenye mduara ulio kwenye kadi ya kipimo.

Subiri kwa dakika 15.



HATUA YA NNE: MATOKEO

Mistari miwili inamaanisha matokeo **chanya ya COVID**.




*Mistari inaweza kuwa hafifu

Mstari kwenye "C" pekee inamaanisha matokeo **hasi ya COVID**.



Kusipokuwa na mstari au mstari ukiwa kwenye "T" pekee kunamaanisha **si sahihi**.



Iwapo una maswali yoyote, tafadhali tembelea cv.nmhealth.org/selftest au piga simu kwa Nambari ya Simu ya Dharura ya Virusi vya Korona: **1-855-600-3453**

